NHÂN DIỆN BỆNH NHAN COVID QUA TIÊNG HO


GVHD: TS. PHAM VIỆT CƯỜNG

SVTH: Mai Chí Bảo - 1710586

01

Tiếng ho trong các loại bệnh

🕨 1.Cấu tạo của phổi



2. Tiếng ho

Người bình thường:

- Ho 2 tiếng
- Thời gian ho ngắn

Hẹp khí quản

- Ho nhiều cơn
- Năng lượng cơn ho cao
- Hơi thở khó khăn
- Thời gian ho dài hơn

Bệnh nhân covid:

- Ho khan
- Khó thở

☼3. Dữ liệu

1194

cuộc thi AlCovidVN-115M Challenge

170


COVID-19 Cough Recordings (Kaggle)



TỐNG

1369 file âm thanh

- 481 ca dương tính (35.14%)
- 888 ca âm tính (64.86%)



- Mel Frequency Spectrogram
- Chroma
- MFCCs


- Zero-crossing rate
- Spectral centroid
- Spectral bandwidth
- Spectral roll off





Có 481 file positive và 888 file negative. Hiện dữ liệu đang bị mất cân bằng cần phải tăng cường dữ liệu positive bằng những cách sau:


- +Time Shift
- +Adding background noise
- +Stretching the sound
- +Changing Gain


Nhóm đã tạo ra 409 file dương tính thêm vào
























Phương pháp MIXUP



Phương pháp SMOTE


SMOTE

(Synthetic Minority Oversampling Technique)





Tổng quan các mô hình kết hợp



04

Quá trình huấn luyện (Training)

1.Training

01

Chon epoch

Epoch = 50

04

Early stopping

Early stopping = 10

02

Chọn Batch size

Batch size = 32

05

Batch Normalization

Tăng độ mượt cho model

O3 Changing

Changing Learning rate

Giảm dần Learning rate

06


Drop out

Để chống overfitting

2.Changing Learning rate

```
def scheduler(epoch):
    if epoch <= 10:
        return 1e-3
    elif 10 < epoch <=15:
        return 1e-4
    else:</pre>
```

return 1e-5



model loss







3. Early stopping

Cho phép dừng training khi hiệu suất model không cải thiện

- Tiết kiệm thời gian training
- Cải thiện tính tổng quát của mạng
- Tránh hiện tượng overfitting
- Giúp model đạt hiệu suất cao nhất



☼ 4. Batch Normalization



Không sử dụng Batch Normalization

Sử dụng Batch Normalization

05 Các chỉ số đánh giá

🗘 Các chỉ số đánh giá

01

Accuracy

02

Confusion Matrix

03


Precision
Recall
F1 - Score

04

ROC/AUC


☼ Confusion Matrix

Confusion Matrix



Predicted class


☼ ROC/AUC




06


Đánh giá kết quả

🔁 Đánh giá dựa trên confusion matrix





☼ Đánh giá dựa trên ROC/AUC



🗘 Đánh giá dựa trên Precision, recall, F1

	precision	recall	f1-score	support
Negative	0.69	0.90	0.78	134
Positive	0.55	0.24	0.33	72
accuracy			0.67	206

Original Data

	precision	recall	f1-score	support
Negative	0.78	0.61	0.69	134
Positive	0.49	0.68	0.57	72
accuracy			0.64	206

Augmented Data

Thanks